



PICO PREP[®]
natris pikosulfatas + magnio citratas

PARUOŠIMO SCHEMA

Pradėti
14 val.



1. Įpilti į stiklinę
150 ml šalto vandens



2. Suberti vieno
paketėlio turinį



3. Maišyti
2-3 min. ir išgerti



4. Būtina papildomai išgerti
2 L skaidrių skysčių

6-8 val. pertrauka

20 val.



1. Įpilti į stiklinę
150 ml šalto vandens



2. Suberti kito
paketėlio turinį



3. Maišyti
2-3 min. ir išgerti



4. Būtina papildomai išgerti
dar 2 L skaidrių skysčių
(išgerti per 2-3 val.)

Viso skaidrių skysčių 2L+2L=4L

Pastabos: paskutinis paketėlis turi būti suvartojamas ilkus ne mažiau 5-6 val. iki procedūros.

Skysčius baigti gerti, likus 4 val. iki procedūros.

Valandos ir skysčių kiekis gali būti koreguojami gydytojo individualiai.

Taikant bendrąją anesteziją, negerti jokių skysčių mažiausiai 5 val. iki procedūros.

Žarnyno išvalymui:

prėš kolonoskopinius, rentgenologinius tyrimus, chirurgines intervencijas.



PICO PREP[®]
natris pikosulfatas + magnio citratas

Tyrimo data: _____

Laikas: _____

Kabineto Nr.: _____

Kabineto nr. +37067198640

- o 3 dienas iki procedūros: nevalgyti riešutų ir stambių grūdų.
- o 1 dieną iki procedūros (pasiruošimo metu) ir procedūros dieną nevalgyti - tik skysčių dieta.
- o Galima gerti tik skaidrius skysčius: vandenį, sultis be minkštimo, sultinį, vaisvandenių, arbatą, kavą (be pieno / grietinės).
- o Negerti raudonos / violetinės spalvos skysčių.
- o Pilnam žarnyno paruošimui reikalingi **2** PicoPrep maišeliai.